

Hvordan måles en hund korrekt?

1. Hvis fremgangsmåden ved måling af hunden er beskrevet i standarden, skal denne naturligvis følges. Dette er f.eks. tilfældet for Amerikansk Cocker Spaniel og Boxer.
2. For racer, hvor fremgangsmåden ved måling ikke specifikt er beskrevet i standarden, måles efter flg. retningslinier:
Målepinden placeres lige bag ved forpoten og går lodret op langs albuen og videre lige op til skulderen. Fra dette punkt foretages målingen.

Solrød Strand,
December 2011

Med venlig hilsen
Dansk Kennel Klubs Eksteriørdommerudvalg

